

**iRest®** ■ ■ ■

— نهایت آرامش —

دستور العمل استفاده مندی ماساژور مدل SL-A386



72F0206-A386

از این دستور العمل استفاده کنید.

با تشکر فراوان از خرید این محصول، لطفاً پیش از استفاده، این دفترچه راهنما را به منظور بهره‌وری بیشتر به دقت مطالعه فرمایید. لطفاً به نکات ایمنی دقت بیشتری نموده و از این کتابچه راهنما برای موارد آتی به درستی استفاده نمایید.

توجه: کمپانی ما حق اصلاح طراحی و توضیحات این محصول را بدون هیچ گونه پیش اعلان داراست. ارجاع آن رنگ واقعی محصول است.


## مفاد

---

۰۲	ایمنی و نگهداری
۰۴	نام و عملکرد اجزا
۰۵	کارکرد و کارایی
۰۶	روش استفاده
۱۳	مشخصه محصول

### ۸. روش تغییر مکان

اطمینان حاصل نمایید که تمامی سیم‌ها به اندازه کافی از زمین فاصله داشته باشند. تکیه گاه را تا یک درجه مشخص به سمت عقب کج کنید (به طوری که سنگینی آن روی چرخ‌ها باشد)، صندلی را به سمت جلو یا عقب هل دهید و در نهایت صندلی را به حالت اولیه خود برگردانید.



توجه: پیش از حرکت دادن صندلی ابتدا می‌باید دو شاخه کنترل و سیم اصلی برق را از پریز بکشید.



۱. اخطارهای مهم ایمنی

- به کودکان اجازه لمس قسمت‌های متحرک این محصول را ندهید.
- لطفاً از سیستم اتصال به زمین متناسب با این محصول استفاده نمایید.
- لطفاً پس از استفاده و یا پیش از تمیز کردن دو شاخه را از برق بکشید تا از هرگونه جراحت و یا آسیب به دستگاه جلوگیری شود.
- لطفاً طبق دستورالعمل‌های این دفترچه از محصول استفاده نمایید.
- از لوازم جانبی که توصیه نشده است استفاده ننمایید.
- در فضای بیرونی از این محصول استفاده نکنید.
- لطفاً پیش از استفاده، این دفترچه راهنمای فارسی را به دقت مطالعه فرمایید.
- هرگونه استفاده که در این دفترچه راهنما ذکر نشده باشد ممنوع است.
- در هر نوبت، ۲۰ دقیقه استفاده توصیه می‌شود.
- چنانچه روکش آسیب دیده و یا پاره بود، از دستگاه استفاده ننمایید.
- چنانچه دریچه رادیاتور بسته و پوشیده باشد از دستگاه استفاده ننمایید.
- لطفاً چیزی را بر روی این محصول پرتاب نکنید.
- دقت داشته باشید که در هنگام استفاده از محصول به خواب نروید.
- در زمان مستی و یا احساس ناخوشی از این محصول استفاده ننمایید.
- تا یک ساعت پس از مصرف غذا از این محصول استفاده ننمایید.
- برای جلوگیری از جراحت، لطفاً قدرت عملکرد ماساژ را بیش از حد بالا نبرید.

### ۲. محیط استفاده

- لطفاً در دمای بالا و یا مرطوب مانند حمام از صندلی استفاده نفرمایید.
- لطفاً بلافاصله پس از تغییر ناگهانی دمای محیطی از صندلی استفاده نفرمایید.
- لطفاً در شرایط محیطی سخت و غبار آلود از صندلی استفاده نفرمایید.
- صندلی را در فضاهای کوچک که دارای تهویه مناسب نیستند نصب ننمایید.

### ۳. افرادی که مجاز به استفاده از صندلیهای ماساژور نیستند:

- افرادی که مبتلا به پوکی استخوان هستند.
- افرادی که مبتلا به بیماری قلبی هستند و یا اشخاصی که متحمل به تجهیزات پزشکی الکترونیکی مانند دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب می‌باشند.
- افرادی که دچار تب هستند.
- خانمها در دوران بارداری و یا قاعدگی
- افرادی که ناراحتی پوستی و یا زخم دارند.
- کودکان زیر ۱۴ سال و یا افرادی که تعادل روانی ندارند نباید بدون حضور یک ناظر از این دستگاه استفاده کنند.
- افرادی که به توصیه پزشک نیاز به استراحت دارند.
- افراد با بدن خیس
- این وسیله یک رویه گرم دارد اشخاصی که به گرما حساس هستند می‌باید در زمان استفاده از این دستگاه مراقب باشند.

### مشخصه محصول

مدل: A386

نام محصول : صندلی ماساژ

میزان ولتاژ : 110-120V~ 60Hz

220-240V~ 50Hz/60Hz

میزان قدرت ورودی : 150W

مدت زمان: 20Min

ساختار ایمنی: کلاس یک

معرفی مواد: PVC, PA, قسمت‌های الکترونیکی و قسمت‌های فولادی

MATERIAL	PU	LEATHER	CLOTH	WOOD

- ولتاژ را چک کنید تا مناسب با مشخصه دستگاه باشد.
- به دست‌های خیس دوشاخه را از برق نکشید.
- به منظور اجتناب از شوک الکتریکی و یا صدمه به دستگاه اجازه ندهید آب داخل دستگاه شود.
- جریان مدار محصول را تغییر ندهید و به سیم‌ها صدمه نزنید.
- از پارچه خیس برای تمیز کردن قسمت‌های الکتریکی مانند کلید و دوشاخه استفاده نکنید.
- از این محصول در زمان قطع برق استفاده نکنید تا در صورت اتصال ناگهانی برق جراثیم نبیند.
- در زمان عملکرد غیرعادی دستگاه از آن استفاده نکنید و لطفاً بلافاصله با نزدیکترین شعبه نمایندگی خدمات پس از فروش مشورت کنید.
- در صورت بروز هرگونه احساس نامطلوب به هنگام استفاده از مندلی، با پزشک معالج خود مشورت کنید.
- این دستگاه برای استفاده توسط اشخاصی (از جمله کودکان) که توانایی پایین فیزیکی، حسی و یا ذهنی، کمبود تجربه و دانش دارند طراحی نشده است مگر با نظارت و ارائه دستورالعمل دستگاه توسط شخصی که مسئول ایمینی آنها باشد.
- کودکان باید تحت نظارت باشند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نمی‌کنند.
- چنانچه سیم برق آسیب ببیند به منظور اجتناب از خطر می‌باید توسط تولیدکننده، نمایندگان خدمات و یا افراد واجد شرایط تعویض شود.

- این محصول می‌باید توسط متخصصان مربوط تعمیر شود؛ کاربران مجاز به انجام تعمیرات و پیاده کردن محصول نیستند.
- پس از اتمام کار با دستگاه حتماً پریز آن را از برق خارج نمایید.
- چنانچه دو شاخه‌های پریز شل شده باشد از مندلی استفاده نکنید.
- چنانچه این محصول به مدت طولانی بلا استفاده بماند لطفاً سیم آن را جمع کنید و این محصول را در محیطی خشک و عاری از گرد و غبار نگهداری نمایید.
- در دمای بالا و یا نزدیک آتش از این محصول استفاده نکنید و آن را در تماس مستقیم با نور آفتاب به مدت طولانی قرار ندهید.
- چنانچه سیم برق آسیب ببیند به منظور اجتناب از خطر می‌باید توسط تولیدکننده، نمایندگان خدماتی آن و یا افراد واجد شرایط تعویض شود.
- لطفاً این محصول را با پارچه خشک تمیز نمایید. از تینر، بنزین و یا الکل استفاده نفرمایید.
- اجزای مکانیکی این محصول طراحی و ساخت مخصوص دارند و نیاز به هیچگونه دستکاری ندارند.
- با اشیاء تیز و لبه‌دار به مندلی فشار وارد نکنید.
- این محصول را بر روی سطوح ناهموار نکشید باید پیش از حرکت، آن را از زمین بلند کنید.
- بهتر است با فاصله زمانی از مندلی استفاده شود تا مندلی به صورت مداوم و برای مدت طولانی کار کند.

- اگر موتور هنگام کار کمی تولید صدا کند طبیعی است.
- اگر کنترل به حالت نرمال کار نکرد لطفاً دو شاخه و پریز را چک کنید تا از اتصال صحیح آنها اطمینان حاصل نمایید.
- چنانچه زمان کاری دستگاه به اتمام رسد، مندلی به طور اتوماتیک خاموش می‌شود.
- چنانچه محصول برای مدت طولانی به صورت مداوم کار کند محافظ دما دستگاه را به طور خودکار خاموش می‌نماید.
- حداقل زمان استراحت دستگاه تا استفاده بعدی می‌باید نیم ساعت باشد.


## ۶. استفاده از کوسن دو لایه و پد اضافی نشیمنگاه

استفاده از کوسن‌های سر می‌تواند شدت ماساژ بر روی سر و شانه را کاهش دهد و این بستگی به خواسته شما دارد که مایل به استفاده از آن باشید یا خیر. کوسن‌های دو لایه برای افراد مختلف مناسب است انتخاب آنها با شماست.




## ۷. محافظ کف

قرار دادن مندلی سنگین بر روی زمین به مدت طولانی می‌تواند به کف پوش آسیب برساند پس لطفاً از فرش یا هر چیز دیگری برای جلوگیری از این مسئله استفاده کنید.




احتیاط: مندلی را با چرخ‌هایش روی سرامیک یا پارکت حرکت ندهید. دو نفر می‌باید همزمان با هم مندلی را بلند کنند. در حین بلند کردن آن، نقاط کانونی مندلی می‌باید شیارهای روکش تکیه گاه صفحه جلو باشند. (لطفاً دسته بغل را مستقیماً بلند نکنید)

- ستچاقک R شکل را وارد کنید، سپس آن را به طرف دیگر قسمت ساق پا انتقال دهید ( تصویر ۳)
- نصب قسمت ساق پا کامل است (تصویر ۴)




(تصویر ۳)



(تصویر ۴)

توجه

- زمانی که دستگاه در حال کار است و قسمت ساق پا در حال بالا و پایین آمدن است نباید روی ساق پا فشار بیاورید زیرا باعث آسیب دیدن می شود ( تصویر ۱ )
- اطمینان حاصل کنید که دسته های مکانیکی در قسمت نشیمنگاه نباشند، در غیر این صورت در هنگام نشستن در قسمت نشیمنگاه احساس ناراحتی می کنید ( تصویر ۲ )




(تصویر ۱)




(تصویر ۲)

۵. استفاده از پد بالشت و تکیه گاه


- استفاده از بالشتکها می تواند فشار ماساژ بر روی شانه و گردن را کاهش دهد و این بستگی به خواسته شما دارد که مایل به استفاده از آن باشید یا خیر. ( بالشت های سر توصیه می شوند). کوسن کمر و تکیه گاه توسط یک زیپ به هم متصل شده اند ( تصویر ۱ ) کوسن سر و تکیه گاه نیز توسط یک نوار چسب به هم متصل هستند (تصویر ۲).




(۱)



(۲)



۱. پد بالشت (پیل و پد)
۲. اجزای ایربگ کتف
۳. اجزای ایربگ دست
۴. کوسن نشیمنگاه
۵. اجزای ایربگ ساق پا
۶. اجزای ایربگ کف پا
۷. قاب پشت پا
۸. روکش تکیه گاه
۹. زه دسته بغل
۱۰. قاب دسته بغل
۱۱. دسته بغل
۱۲. قاب بغل
۱۳. قاب پشت
۱۴. کنترل پنل
۱۵. قاب روی مین برد
۱۶. کلید محافظ
۱۷. چرخ های اصلی
۱۸. سیم و دوشاخه برق
۱۹. سوکت برق
۲۰. جعبه فیوز
۲۱. کلید برق
۲۲. سوکت کنترل پنل



19 20 21 22




### ۳. دکمه پاور را خاموش کنید تا ماساژ متوقف شود.

۱. کلید پاور را در طول پروسه ماساژ فشار دهید. تمامی عملکردهای ماساژ به یکباره متوقف می‌شوند، تکیه‌گاه و ساق پا به شکل اتوماتیک به حالت اولیه خود برمی‌گردد. در این حین شما می‌توانید آپشن حافظه را ذخیره کنید. پس از اتمام زمان وارد شده، تمامی عملکردهای ماساژ خاتمه می‌یابند. در این اثنا شما می‌توانید آپشن حافظه را فعال کنید اما تکیه‌گاه و ساق پا به حالت اولیه خود برنمی‌گردند.
۲. کارایی ذخیره ماساژ: بعد از زمان تنظیم شده یا خاموش کردن، کنترل دستی واژه "حافظه" را نشان می‌دهد و چشمک می‌زند تا به کاربر یادآوری کند که آیا می‌خواهد پیش از خاموش کردن این حالت را ذخیره کند یا نه. در این زمان شما می‌توانید دکمه‌های M1 و M2 را فشار دهید و این حالت را ذخیره کنید.
۳. دوشاخه برق دستگاه را از پریز بکشید.




#### ۴. نصب قسمت ساق پا

- ابتدا محور متحرک را بر محور ثابت نصب کنید، دقت کنید که با حفره همتراز باشد سپس گیره R شکل را سوار کنید (تصویر ۱)
- پس از اینکه قسمت ساق پا با محور ثابت همتراز شد، آن را داخل کنید (تصویر ۲)



(تصویر ۱)



(تصویر ۲)


- دارای طراحی چهار گوی با حرکت عمودی و بی صدا که سیستمی هوشمند مشابه با ماساژ دست دارد.
- دارای طراحی روش‌های برگرفته از ماساژ شیاتسو، مالشی، ضربه‌ای، ترکیب همزمان ضربه‌ای و مالشی
- دارای تنظیم خودکار کتف و شانه
- دارای عملکرد خودکار ماساژ: کاهش درد، تسکین، سهولت، شش نوع ماساژ اتوماتیک بالا تنه و پایین تنه

#### • دارای عملکرد ذخیره ماساژ M1 و M2

- ماساژ دستی برای بالا تنه با ۳ آپشن ثابت، بخشی، کلی همراه با ۵ سطح تطبیقی سرعت. در حالت ضربه‌ای، شیاتسو و ضربه‌ای مشت، عرض میان دو گوی مالشی در ۳ سطح عریض، متوسط و باریک قابل تنظیم است. در حالت‌های بخشی و ثابت، ماساژ دست می‌تواند به بالا و پایین حرکت کند تا نقطه صحیح ماساژ را پیدا کند.

- عملکرد ماساژ کیسه هوا در ۳ حالت: فشار هوا روی کل بدن، بازوها (۴ کیسه هوا در قسمت کتف، ۸ کیسه هوا در قسمت بازو)، ۱۶ کیسه هوا در قسمت ساق پا، همراه با ۳ شدت انتخابی
- همراه با طراحی عملکرد ماساژ رولینگ در کف پا، همراه با دو جفت پاپیل بر روی ماساژ چرخشی انگشت پا و ماساژ طب سوزنی بر روی پاشنه پا
- در قسمت کتف، قابلیت تنظیم عرض در دو سطح وجود دارد (زمانی که برای آخرین سطح تنظیم می‌کنید باید به سمت شانه آن را فشار دهید و زمانی که دست و شانه خود را بردارید به صورت اتوماتیک ریست می‌شود) تا به بدن‌های مختلف با اندازه‌های مختلف بخورد

- عملکرد گرمایش کمر: منبع گرمایشی مادون قرمز فیبر کربن
- دارای قابلیت کشش برای ساق پا به منظور انطباق با قدهای متفاوت
- قاب پشت با نوع خاصی از تکنولوژی از دیوار فاصله می‌گیرد که ماکزیمم فضا را حفظ می‌کند.
- بالا رفتن ساق پا و پایین آمدن تکیه‌گاه بصورت همزمان و حالت تطبیقی خودکار درازکش
- خط منحنی A شکل بدن در حالت خوابیده به مرکز ثقل صفر می‌رسد.



توجه: نمایشگرهای مشخص شده به اجزای واقعی روی این محصول ارجاع داده می‌شود.

نمایشگر	توضیح	کلید	عملکرد
H0	مکان ثابت (نقاط ثابت) ماساژ عقب و جلو	Back Stretch	ماساژ نقطه‌ای
H1	مکان کوچک (ناحیه جزئی) ماساژ عقب و جلو	Back Stretch	
H2	ماساژ کلی عقب و جلو	Back Stretch	
H3	ماساژ عقب و جلو بالاتنه	Back Stretch	
H4	ماساژ عقب و جلو پایین تنه	Back Stretch	
	دسته ماساژ بالا می‌رود.	Up Arrow	دسته ماساژ پایین می‌رود.
	شما می‌توانید مکان ماساژ را در حالت‌های جزئی تنظیم کنید).	Down Arrow	

عملکرد ماساژ فشار هوا

نمایشگر	توضیح	کلید	عملکرد
Arm Feet	سه حالت فشار هوا (کل بدن، دست و پا، پایین تنه)	Air pressure	حالت فشار هوا
Arm Feet	به ۳ سطح قابل تطبیق	Air Intensity	شدت

سایر عملکردهای دستی

نمایشگر	توضیح	کلید	عملکرد
	گوی کف پا: کلید تیغ‌های کف پا، همراه با ۳ سطح سرعت	Foot	تیغ‌های
	گرمايش کمر، ۳ دقیقه پس از شروع به کار آن، احساس گرما می‌کند.	Heat	گرمايش

سایر عملکردهای دستی

توضیح	کلید	عملکرد
کلید بالا برنده ساق پا، این کلید را فشار دهید، ساق پا به آرامی بالا می‌رود و زمانی که کلید را رها کنید متوقف می‌شود.	Up Arrow	بالا و پایین رفتن ساق پا
کلید پایین برنده ساق پا، این کلید را فشار دهید، ساق پا به آرامی پایین می‌آید و زمانی که کلید را رها کنید متوقف می‌شود.	Down Arrow	
کلید بالا برنده کمر، این کلید را فشار دهید، کمر به آرامی بالا می‌رود و زمانی که کلید را رها کنید متوقف می‌شود.	Up Arrow	بالا و پایین رفتن کمر
کلید پایین برنده کمر، این کلید را فشار دهید، کمر به آرامی پایین می‌رود و زمانی که کلید را رها کنید متوقف می‌شود.	Down Arrow	
کلید پایین برنده کمر، این کلید را فشار دهید، کمر به آرامی پایین می‌رود و زمانی که کلید را رها کنید متوقف می‌شود.	ZERO	حالت خودکار خوابیدن مندی

## ۱. کلید برق روی



## ۲. شروع ماساژ

۱. کلید پاور را فشار دهید، مندرلی ماساژ به طور اتوماتیک پشت عقب می‌رود و پا بالا می‌آید و ماساژ آغاز می‌شود.
۲. مکان‌یابی خودکار کتف و شانه و نقاط ماساژ برای تکمیل تست ماساژ
۳. اگر میان مکان واقعی شانه و گوی‌های ماساژ فاصله وجود داشت می‌توانید کلید بالا و پایین را برای تطبیق مکان مناسب بزنید. مکان کتف و شانه دارای ۱۰ سطح قابل تنظیم است. در صورتی که ظرف ۱۰ ثانیه هیچ تنظیمی روی آن صورت نگیرد ماساژ را به طور خودکار شروع می‌کند.

نمایشگر	توضیح	کلید
	رول‌های ماساژ را برای دستیابی به مکان مناسب به سمت بالا حرکت می‌دهد.	
	رول‌های ماساژ را برای دستیابی به مکان مناسب به سمت پایین حرکت می‌دهد.	



۴. عملکرد ماساژ را برای انتخاب کنید.

عملکرد حافظه ماساژ

دکمه "M1 / بالا تنه" یا "M2 / پایین تنه" را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید سپس وارد عملکرد ماساژ حافظه، M1، یا M2، می‌شوید، دستگاه به حالت قبلی ماساژ برمی‌گردد.

نمایشگر	توضیح	کلید
حافظه		ماساژ حافظه
حافظه		

## مشخصه ماساژ اتوماتیک

نمایشگر	مشخصه	کلید	عملکرد
Auto F1	ماساژ قوی روی نقاط طب سوزنی برای تسکین درد		ماساژ خودکار طبقه‌بندی شده
Auto F2	ساختمان بدن را نرم می‌کند.		
Auto F3	جریان خون را بهبود می‌بخشد.		
Auto F0	برای تجربه تمامی ماساژها، سرعت ماساژ را بالا می‌برد، ۲۰ ثانیه سرعت را بالا می‌برد.		
Auto F4	بر روی بالاتنه ماساژ می‌دهد.		
Auto F5	بر روی پایین تنه ماساژ می‌دهد.		

ماساژ دستی بالاتنه، ماساژ دستی پایین‌تنه

۱. ماساژ دستی بالاتنه

نمایشگر	تنظیم گوی ماساژ	کلید	عملکرد
	سرعت و عرض		تکنیک
	سرعت		
	سرعت و عرض		
	سرعت		
	سرعت و عرض		
	سه سطح سرعت قابل تنظیم		سرعت
	سه سطح عرض قابل تنظیم		عرض