


iRest® ■ ■ ■
Spitman Co.

با آیرست لحظاتی را مهمان **شادابی** باشید

دفترچه راهنمای صندلی ماساژور مدل SL - A51



SL - A51 massage chair

برای خرید این محصول از شما تشکر می نماییم . لطفا این دستور العمل استفاده را با دقت به منظور آگاهی یافتن از چگونگی بکارگیری درست این محصول قبل از کارکرد مطالعه نمایید. لطفا توجه بیشتر را به اخطار ایمنی معطوف کرده و این دفترچه ی راهنما را برای استفاده آتی نگهداری کنید

عناوین

ایمنی و نگهداری

نام و کارکرد قطعات

کارکرد و کارایی

روش استفاده

مشخصه محصول

! اخطار ایمنی مهم

- اجازه ندهید کودکان به قسمتهای متحرک این محصول دست بزنند
- لطفا از سیستم اتصال به زمین مناسب این محصول استفاده نمایید
- لطفا پریز را بعد از استفاده و قبل تمیز کردن برای جلوگیری از بروز جراحت یا آسیب به محصول از برق در آورید
- لطفا این محصول را بر طبق این دستور العمل استفاده نمایید
- از بکارگیری ملحقاتی که توصیه نشده اند خودداری نمایید
- از بکارگیری این دستگاه در بیرون از خانه خودداری کنید
- لطفا دفترچه را قبل از استفاده با دقت مطالعه نمایید
- هر گونه استفاده از سندلی که در این دفترچه ذکر نگردیده مجاز نمی باشد
- ۱۵ دقیقه استفاده در هر بار توصیه می شود
- از دستگاه در صورتیکه چرم آن پاره یا آسیب دیده باشد استفاده ننمایید
- از دستگاه در صورتیکه شیارهای کاور پشت سندلی پوشیده یا مسدود شده باشد استفاده ننمایید
- چیزی را در سندلی نیاندازید
- در زمان استفاده از این محصول نخوابید
- از دستگاه در صورتیکه مست بوده یا بیمار باشید استفاده ننمایید
- از دستگاه تا یک ساعت بعد از صرف غذا استفاده ننمایید
- لطفا ماساژ بسیار قوی را برای جلوگیری از بروز صدمه بکار نگیرید

محیط استفاده از سندلی :

- سندلی را در محیطهای با دمای بالا یا هوای بسیار مرطوب مانند حمام قرار ندهید
- در صورت بروز تغییرات ناگهانی جوی از سندلی استفاده نکنید
- در محیطهای پر گرد و خاک از سندلی استفاده ننمایید
- از نصب سندلی در فضا های کوچک که دارای تهویه مناسب نیستند ، اجتناب نمایید

افرادى كه مجاز به استفاده از صندليهاى ماساژور نيستند

- افرادى كه از پوكى استخوان رنج مى برند
- افراد مبتلا به بيماريهاى قلبى يا افراد داراى پروتزهائى الكترىكى و افرادى كه قلب ايشان با باطرى كار مى كند
- افرادى كه از تب رنج مى برند
- خانمها در دوران باردارى و يا قاعدگى
- افراد مصدوم و يا مبتلا به بيمارى هاى پوستى
- كودكان زير ۱۴ سال يا افرادى كه قادر به كنترل صندلى نيستند
- افرادى كه از لحاظ ذهنى نامتعادل هستند
- بيماران با دستور استراحت مطلق از طرف پزشك يا افراد با اختلال حال عمومى
- افراد با بدن و موهاى خيس (پس از شنا و غيره ...)

ايمنى :

- ولتاژ را بررسى نماييد كه آيا براى مشخصه ي اين دستگاه مناسب است
- براى كشيدين پريز از دست مرطوب استفاده ننمايد
- براى جلوگيرى از شوک برقى يا بروز آسيب بر روى اين محصول آب نريزيد
- به سيم ها آسيب نرسانده و يا مدار اين محصول را عوض ننماييد
- از پارچه مرطوب براى پاك كردن قطعات برقى مانند كليد يا پريز استفاده ننماييد
- از اين محصول در زمان قطع برق در صورت برگشت ناگهانى برق جهت جلوگيرى از بروز آسيب دورى نماييد
- در صورت كار كرد غير عادى از استفاده آن خوددارى نماييد
- در صورت مشاهده هر نوع كار غير معمولى صندلى ديگر از آن استفاده نكنيد و با نزديكترين شعبه نمايندگى تماس بگيريد
- در صورت بروز هر گونه احساس نامطلوب به هنگام استفاده از صندلى، با پزشك معالج خود مشورت كنيد
- مراقب بوده و اطمينان حاصل نماييد كه كودكان با اين وسيله بازي ننمايد
- چنانچه سيم برق آسيب ديده باشد ، بايستى توسط سازنده ، نماينده ي خدمات يا افراد صلاحيتدار به منظور جلوگيرى از خطر تعويض شود
- اين دستگاه براى استفاده توسط افراد (از جمله كودكان) با کاهش توانايى فيزيكى ، حسى يا روانى يا عدم تجربه و دانش مگر اينكه نظرات و يا دستورالعمل مربوط به استفاده از دستگاه توسط فرد مسئول داده شده باشد مجاز نمى باشد

✓ نگهداری

- هر گونه دستکاری و تعمیر دستگاه می بایست توسط متخصصان مربوط انجام گیرد و مصرف کنندگان می بایست از هر گونه دستکاری صندلی خودداری نمایند
- پس از اتمام کار با دستگاه حتما پریز آن را از برق خارج نمایید
- چنانچه دو شاخه های پریز شل شده باشد از صندلی استفاده نکنید
- چنانچه برای مدت طولانی نمی خواهید از صندلی استفاده کنید لطفا سیم آن را جمع نمایید و صندلی را در مکان خشک و عاری از گرد و غبار قرار دهید
- از قرار دادن صندلی در دمای بالا، نزدیک شعله آتش و در معرض نور مستقیم خورشید خودداری نمایید
- برای نظافت صندلی از پارچه خشک استفاده نموده و هرگز از تیتر، بنزین یا الکل استفاده ننمایید
- تمامی اجزاء مکانیکی این صندلی به صورت اختصاصی برای این صندلی طراحی و ساخته شده است و نیاز به هیچگونه دستکاری ندارد
- از کشیدن یا هل دادن صندلی روی سطوح ناهموار خودداری نمایید. برای حمل و نقل دستگاه ابتدا می بایست آنرا بلند کنید
- بهتر است با فاصله زمانی از صندلی استفاده شود تا صندلی به صورت مداوم و برای مدت طولانی کار نکند


🔧 راهکارهای ساده برای اشکالات احتمالی

- صدای موتور در حین ماساژ ناشی از حرکت مراکز ارائه ماساژ است
- چنانچه کنترل صندلی کار نمی کند ابتدا از اتصال صحیح و محکم پریز و دو شاخه آن اطمینان حاصل نمایید و سپس دکمه روشن/خاموش را کنترل نمایید
- چنانچه زمان تنظیم شده ماساژ پایان یابد، صندلی به طور اتوماتیک خاموش می شود
- چنانچه از صندلی به مدت طولانی استفاده شده باشد محافظ دمای سیستم صندلی را خاموش می کند و پس از نیم ساعت می توانید مجدد از صندلی استفاده کنید

اجزاء، صندلی



- ۱ . بالشت سری
- ۲ . کیسه های هوا در قسمت دست
- ۳ . جایگاه کنترل (LCD)
- ۴ . بالشت نشیمنگاه
- ۵ . قاب پاها (از مچ پا به بالا تا زانو)
- ۶ . قاب پا (از مچ پا به پایین)
- ۷ . بالشت تکیه گاه
- ۸ . تکیه گاه بازو
- ۹ . نوار تزئینی
- ۱۰ . قاب پشت صندلی
- ۱۱ . تخلیه هوا
- ۱۲ . چرخ صندلی
- ۱۳ . کابل برق
- ۱۴ . کلید
- ۱۵ . جعبه فیوز
- ۱۶ . سوکت (پریز)



کارکرد و تاثیر

این محصول با یک سری دستهای مکانیکی ماساژ چهار چرخ طراحی شده که میتواند به بالا و پایین حرکت نماید
میتوانید بطور خودکار نقطه ی ماساژ در بالا تنه ، موقعیت شاننه را یافته و آنرا تنظیم نماید
برای پنج حالت ماساژ شبیه سازی شده برنامه ریزی شده : شیاتسو (مشت و مال ژاپنی) ، مالشی ، ضربه ای
سبک (حالت بالا و پایین بردن دستها)ضربه ای و همگامی با مالشی و ضربه ای سبک
با سه حالت ماساژ خودکار مشخص شده ی برنامه ریزی گردید : Fine ، حافظه A، حافظه B، و حالت حافظه میتواند
حالت و زاویه را آنگونه که دوست دارید ذخیره میکند ، شما میتوانید زمانی که دستگاه را روشن نمودید
حالت قبلی را فراخوانی کنید

با سه حالت ماساژ خودکار اختصاص یافته برای بالاتنه (پوشش کامل ، شاننه ها ، پشت و کمر برای انتخاب)
انتخاب موقعیت و حالت دستی ماساژ برای بالاتنه : موقعیتهای ماساژ زیر ممکن است انتخاب شود : نقطه ثابت ،
جزیی و دامنه کامل برای هر حالت ماساژ پنج سرعت وجود دارد. تحت ماساژ ضربه ای سبک، شیاتسو و ضربه ای ،
عرض بین دستهای ماساژ در سه سطح عریض ، میانی و باریک قابل تنظیم است . در نقاط جزئی و ثابت ، دستهای
ماساژ برای تنظیم کردن نقطه ی ماساژی تواند دقیقا به بالا و پایین حرکت نمایند
کارکرد ماساژ فشار هوا با سه حالت : فشار هوای بدن کامل ، پایین تنه ، دستها ، که با ۲۵ کیسه هوا ، سه نوع
فشار گزینه ای

با کارکرد کشش اتصالی : کشش تکیه گاه عضلات پشت پا ، کشش دستها

تکیه گاه عضلات پشت پا بدون توقف باز شده و آزاد می چرخد

تکیه گاه عضلات پشت پا بطور جداگانه یا همراه با تکیه گاه پشتی قابل بلند شدن است ، تکیه گاه عضلات

پشت پا می تواند بطور خودکار زمانی که به مانع میرسد ، جدا شود

برگشت به حالت نشسته و دستهای مکانیکی زمانی که برق می رود به حالت اولیه برمیگردند


تنظیم زمانی ۱۵ ، ۲۰ ، ۲۵ ، ۳۰ دقیقه با ۴ درجه قابل تنظیم

با صفحه LCD آبی تنظیم نمایید



روش استفاده

۱. کلید مخصوص روشن کردن کل دستگاه



۲. تنظیم زاویه ی تکیه گاه پشتی ، تکیه گاه پا (مچ پا به پایین) و موقعیت جمع شدگی بالشتک پا (مچ پا به پایین)

- موقعیت را مطابق با نیاز خودتان تنظیم نمایید (در فرآیند ماساژ اینکار را انجام ندهید)
- تنظیم بلند کردن اتصال

دکمه	شرح
	دکمه بلند شو : این دکمه را فشار دهید ، تکیه گاه پشتی به آرامی بلند شده ، تکیه گاه عضلات پشت پا به آرامی پایین می آید ، زمانی که دکمه را رها کنید عمل متوقف می شود . چنانچه شما به بالا بروید ، دستگاه بطور خودکار با هشدار متوقف می گردد
	دکمه ی خوابیدن : این دکمه را فشار دهید ، تکیه گاه پشتی به آرامی خوابیده ، تکیه گاه عضلات پشت پا به آرامی بلند شده ، زمانیکه آنرا رها کنید متوقف خواهد شد . چنانچه شما به بالا بروید ، دستگاه بطور خودکار با هشدار متوقف می گردد

تنظیم زاویه ی تکیه گاه عضلات پشت پا

	دکمه بلند کردن تکیه گاه عضلات پشت پا : این دکمه را فشار دهید ، تکیه گاه عضلات پشت پا به آرامی بلند شده ، با رها کردن آن متوقف می شود . چنانچه دکمه بالا برنده را فشار دهید بصورت اتوماتیک قسمت پا در بالاترین حالت با صدای آرام (دیپ دیپ) متوقف می شود
	دکمه پایین آوردن تکیه گاه عضلات پشت پا : این دکمه را فشار دهید ، تکیه گاه عضلات پشت پا به آرامی پایین آمده ، با رها کردن آن متوقف می شود چنانچه دکمه پایین برنده را فشار دهید بصورت اتوماتیک قسمت پا در پایین ترین حالت با صدای آرام (دیپ دیپ) متوقف می شود

۳. شروع ماساژ

دکمه قرمز روشن را برای شروع ماساژ فشار دهید

در ابتدا بطور خودکار موقعیت شانه را جستجو می کند ، لطفا تا زمان شنیدن هشدار با صدای (دیپ دیپ) منتظر بمانید . سپس می توانید مدل ماساژ (ماساژ Fine، حافظه A ، حافظه ۲) را انتخاب کنید

(مراحل ۳ و ۴ بطور مستقیم قابل رد کردن است) و زاویه تنظیم خودکار را متوقف کنید


۴ . چنانچه اختلافی در گوی های ماساژ و موقعیت شانه ی طبیعی وجود داشته باشد ، می توانید

دکمه بالا و پایین را برای موقعیت مناسب تنظیم کنید موقعیت شانه دارای ۵ درجه قابل تنظیم است

گوی های ماساژ به سمت بالا را تا یک موقعیت مناسب تنظیم کنید	 تنظیم موقعیت شانه (دکمه بالا)	
گوی های ماساژ به سمت پایین را تا یک موقعیت مناسب تنظیم کنید	 تنظیم موقعیت شانه (پایین)	

روش استفاده

۴ . به حالت پیش فرض راحت برگردید ، شما میتوانید روشهای ماساژ دیگر را برای ماساژ دادن انتخاب نمایید



A (ماساژ مشخص شده ، ماساژ خودکار بالاتنه

نام	دکمه	محتوای ماساژ	مشخصه ماساژ	وضع نمایش
ماساژ خودکار مشخص شده		ماساژ راحت	جریان خون را بهینه ساخته، حالت جسمانی بدن را آرامش می دهد	P1
		ماساژ حافظه A	فراخوانی وضع ماساژ ذخیره شده برای ماساژ	
		ماساژ حافظه B	فراخوانی وضع ماساژ ذخیره شده برای ماساژ	
ماساژ خودکار		ماساژ پوشش کامل	ماساژ عقب و جلو بر روی بالاتنه	AUTO 
		ماساژ گردن و شانه	ماساژ بالا و پایین بر روی بالاتنه (ماساژ کامل کمر)	AUTO 
		ماساژ پشت و کمر	ماساژ بر روی کمر و پشت متمرکز است	AUTO 

B) متد ماساژ بالاتنه ، متد ماساژ پایین تنه

متد ماساژ بالاتنه

کارکرد	دکمه	شرح	وضع نمایش
Technique	 مالشی		سرعت، شدت
	 ضربه ای		سرعت، شدت
	 مالشی و ضربه ای سبک		سرعت، شدت، عرض
	 شیاتسو		سرعت، شدت، عرض
	 ضربه ای		سرعت، شدت، عرض

کارکرد	دکمه	شرح	وضع نمایش
سرعت		۵ درجه سرعت قابل تنظیم	
پهنای		۳ درجه پهنای قابل تنظیم	

کارکرد	دکمه	شرح	وضع نمایش
کشش پشتی	 BACK STRETCH	ماساژ بالاتنه (پوشش کامل) جلوعقب	
	 BACK STRETCH	ماساژ بسطی (جزئی) جلو و عقب	
	 BACK STRETCH	ماساژ موقعیت دائمی (نقطه ثابت)	
تنظیم نقطه ماساژ (در نقطه ثابت، حالت جزئی، شما می‌توانید موقعیت ماساژ را تنظیم نمایید)		ماساژ دستها (حرکت بالا)	
		ماساژ دستها (حرکت پایین)	

مدت ماساژ در قسمت پایین تنه با کیسه های هوا

کارکرد	دکمه	شرح	وضع نمایش
حالت فشار هوا		الگوی A، ماساژ بر روی بازوها، نشیمنگاه، کف پا (مچ به پایین) شدت تا ۳ درجه قابل تنظیم می باشد	
		الگوی B، ماساژ بر روی پا و نشیمنگاه شدت تا ۳ درجه قابل تنظیم می باشد	
		الگوی C، ماساژ بر روی دست ۳ درجه قابل تنظیم شدت	
شدت		۳ درجه چرخه شدت فشار هوای قابل تنظیم	
کشش بازو	 ARMS STRETCH	در حالت فشار کیسه های هوای A, C شما می‌توانید کلید کارکرد کشش بازوها را کنترل کنید	
کشش تکیه گاه عضلات پشت پا	 GALF STRETCH	در حالت فشار هوای A, C شما می‌توانید کلید کارکرد کشش تکیه گاه عضلات پشت پا را کنترل کنید	

عملکرد متد دیگر

کارکرد	دکمه	شرح	وضع نمایش
تنظیم ساعت		با ۴ درجه زمان ماساژ قابل تنظیم: ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰ دقیقه	15 min

قطع برق ، توقف ماساژ

در فرآیند ماساژ ، دکمه قرمز را فشار داده یا تا تنظیم زمان ، کل کارکرد ماساژ متوقف می شود . نمایشگر EE را با حالت چشمک زن نشان داده ، شما میتوانید حافظه A یا B را برای ذخیره سازی وضع ماساژ فعلی فشار دهید ، در نمایشگر ، آن وضع حافظه ی متناظر E1 یا E2 را نشان خواهد داد

دکمه قرمز را مجدد فشار دهید ، کل دستگاه ، دستهای ماساژ ، تکیه گاه پشتی و تکیه گاه عضلات پشت پا خاموش خواهد شد ، یا ۱۰ ثانیه صبر کرده ، بطور خودکار دستهای ماساژ ، تکیه گاه پشتی و تکیه گاه عضلات پا را خاموش خواهد کرد

تذکر:

چنانچه زمان ماساژ بالا و بدون کارکرد حافظه باشد ، تکیه گاه پشتی و تکیه گاه عضلات پشت پا بطور خودکار به حالت خود برنمی گردند .

برق کل دستگاه را قطع کنید

شکل (شکل قطع کامل برق)



۵ بسط معین یا چرخش کامل تکیه گاه عضلات پشت پا

Ahead driving



(الف) حرکت بسط مقابل ، (ب) بسط
نامشخص تکیه گاه عضلات پشت پا

Turnover



(الف) چرخش ، (ب) چرخش
آزاد تکیه گاه عضلات پشت پا

روش استفاده


تذکر:

۱. زمانیکه شما می ایستید ، نمی توانید با بدن خود بر دو طرف لبه ی تکیه گاه بازو فشار وارد کنید

، شکل ۱ را ملاحظه نمایید

۲. شما نمی توانید به لبه ی بالایی تکیه گاه بازو فشار داخل وارد کنید، شکل ۲ را ملاحظه نمایید


۳. شما نمی توانید بر روی لبه بالایی تکیه گاه بازو بنشینید ، شکل ۳ را ملاحظه نمایید



۶. راهنمای پیاده سازی و بکارگیری بالشت و بالشتک تکیه گاه پشتی

بکارگیری بالشتها میتواند شدت ماساژ مالشی بر روی شانه و گردن را مطابق با نیازهای شما برای تصمیم گیری اینکه بالشتک بالشت نیاز است (بالشهای سر توصیه می شوند) کاهش دهید .بالشت تکیه گاه پشتی و تکیه گاه پشتی که توسط زیپی متصل شده است.

(۱) بالشت سر و بالشتک تکیه گاه پشتی که توسط زیپ متصل شده (۲)




روش استفاده

حفاظت کف


قرار دادن صندلیهای سنگین ماساژ بر روی کف چوبی به مدت طولانی ممکن است به کف آسیب وارد نماید ، بنابراین آنرا بر روی فرش یا چیز دیگری که از بروز آسیب جلوگیری نماید قرار دهید

احتیاط : صندلی را بر روی چرخهایش بر روی زمین چوبی ، زمین ناهموار یا در یک فضای باریک حرکت ندهید . دو نفر بایستی آنرا برای جابجایی بلند نمایند



۱۲. روش جابجایی

اطمینان حاصل کنید که تمام سیمها با زمین فاصله دارند تکیه گاه پشتی را بسمت عقب تا یک درجه ی معینی معلق نمایید (طوری که تکیه گاه مرکز ثقل روی چرخها قرار گیرد) صندلی را بسمت جلو یا عقب با دستهای خودتان هل دهید و در نهایت صندلی به موقعیت عادی در یک حالت آرام و نرم برای حرکت دادن در می آید



72F0206-A51-A

Model: SL-A51

Name: Massage Chair

Rated voltage: 110-120V~ 60Hz
220-240V~ 50Hz/60Hz

Rated power input:120W

Rated time:15Min

Safety structure:Class I