


iRest® ■ ■ ■

— نهایت آرامش —

Future Foresee **MASSAGE CHAIR**

A000-2 Operation Instructions



از این منوئال نگهداری کنید.

W-05/0

□ Products refer to the actual product, without prior notice.

با تشکر فراوان از خرید این محصول، لطفاً پیش از استفاده، این دستور کاربری را به منظور بهره‌وری بیشتر به دقت مطالعه فرمایید. لطفاً به نکات ایمنی دقت بیشتری مبذول دارید و از این کتابچه راهنما برای موارد آتی به درستی استفاده نمایید.

توجه: کمپانی ما حق اصلاح طراحی و توضیحات این محصول را بدون هیچ‌گونه پیش‌اعلان داراست. ارجاع آن رنگ واقعی محصول است.

فهرست

۰۲	ایمنی و نگهداری
۰۴	نام و عملکرد اجزا
۰۵	کارکرد و کارایی
۰۶	روش استفاده
۱۳	مشخصه محصول



اخطارهای مهم ایمنی

- به کودکان اجازه لمس قسمت‌های متحرک این محصول را ندهید.
- لطفاً از سیستم اتصال به زمین متناسب با این محصول استفاده نمایید.
- لطفاً پس از استفاده و یا پیش از تمیز کردن دو شاخه را از برق بکشید تا از هرگونه جراحت و یا آسیب به دستگاه جلوگیری شود.
- لطفاً طبق دستورالعمل‌های این دفترچه از محصول استفاده نمایید.
- از لوازم جانبی که توصیه نشده است استفاده ننمایید.
- در فضای بیرونی از این محصول استفاده نکنید.
- لطفاً پیش از استفاده، این دستورالعمل کاربری را به دقت مطالعه فرمایید.
- هرگونه استفاده که در این دفترچه راهنما ذکر نشده باشد ممنوع است.
- در هر نوبت، ۲۰ دقیقه استفاده توصیه می‌شود.
- چنانچه روکش آسیب دیده و یا پاره بود، از دستگاه استفاده ننمایید.
- چنانچه قاب شکسته بود، از دستگاه استفاده ننمایید.
- چنانچه روزه‌های گردش هوا روی قاب پشت گرفته و یا پوشیده شده باشد از دستگاه استفاده نکنید.
- لطفاً چیزی را بر روی این محصول پرتاب نکنید.
- دقت داشته باشید که در هنگام استفاده از محصول به خواب نروید.
- در زمان مستی و یا احساس ناخوشی از این محصول استفاده ننمایید.
- تا یک ساعت پس از مصرف غذا از این محصول استفاده ننمایید.
- برای جلوگیری از جراحت، لطفاً قدرت عملکرد ماساژ را بیش از حد بالا نبرید.

محیط استفاده

- لطفاً در دمای بالا و یا مرطوب مانند حمام از صندلی استفاده نفرمایید.
- لطفاً بلافاصله پس از تغییر ناگهانی دمای محیطی از صندلی استفاده نفرمایید.
- لطفاً در شرایط محیطی سخت و غبارآلود از صندلی استفاده نفرمایید.
- صندلی را در فضاهای کوچک که دارای تهویه مناسب نیستند نصب ننمایید.

افرادی که مجاز به استفاده از صندلی‌های ماساژور نیستند:

- افرادی که مبتلا به پوکی استخوان هستند.
- افرادی که مبتلا به بیماری قلبی هستند و یا اشخاصی که متصل به تجهیزات پزشکی الکترونیکی مانند دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب می‌باشند.
- افرادی که دچار تب هستند.
- خانمها در دوران بارداری و یا قاعدگی
- افرادی که ناراحتی پوستی و یا زخم دارند.
- کودکان زیر ۱۴ سال و یا افرادی که تعادل روانی ندارند نمی‌باید بدون حضور یک ناظر از این دستگاه استفاده کنند.
- افرادی که به توصیه پزشک نیاز به استراحت دارند.
- افراد با بدن خیس
- این وسیله یک رویه گرم دارد اشخاصی که به گرما حساس هستند می‌باید در زمان استفاده از این دستگاه مراقب باشند.

ایمنی

- ولتاژ را چک کنید تا مناسب با مشخصه دستگاه باشد.
- با دست‌های خیس دوشاخه را از برق نکشید.
- به منظور اجتناب از شوک الکتریکی و یا صدمه به دستگاه اجازه ندهید آب داخل دستگاه شود.
- به سیم‌ها صدمه نزنید و سیم بندی دستگاه را تغییر ندهید.
- از پارچه خیس برای تمیز کردن قسمت‌های الکتریکی مانند کلید و دوشاخه استفاده نکنید.
- از این محصول در زمان قطع برق استفاده نکنید تا در صورت اتصال ناگهانی برق جراحات نبینید.
- در زمان عملکرد غیر عادی دستگاه از آن استفاده نکنید و لطفاً بلافاصله با نزدیکترین شعبه نمایندگی خود مشورت کنید.
- در صورت بروز هرگونه احساس نامطلوب به هنگام استفاده از مندلی، با پزشک معالج خود مشورت کنید.

• این دستگاه برای استفاده توسط اشخاصی (از جمله کودکان) که توانایی پایین فیزیکی، حسی و یا ذهنی، کمبود تجربه و دانش دارند طراحی نشده است مگر با نظارت و ارائه دستورالعمل دستگاه توسط شخصی که مسئول ایمنی آنها باشد.

- کودکان باید تحت نظارت باشند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نمی‌کنند.
- چنانچه سیم برق آسیب ببیند به منظور اجتناب از خطر می‌باید توسط تولید کننده، نمایندگان خدمات و یا افراد واجد شرایط تعویض شود.


تعمیر و نگهداری

- این محصول می‌باید توسط متخصصان مربوط تعمیر شود، کاربران مجاز به انجام تعمیرات و باز کردن محصول نیستند.
- پس از اتمام کار با دستگاه حتماً پریز آن را از برق خارج نمایید.
- چنانچه دو شاخه‌های پریز شل شده باشد از مندلی استفاده نکنید.
- چنانچه این محصول به مدت طولانی بلا استفاده بماند لطفاً سیم آن را جمع کنید و این محصول را در محیطی خشک و عاری از گرد و غبار نگهداری نمایید.
- در دمای بالا و یا نزدیک آتش از این محصول استفاده نکنید و آن را در تماس مستقیم با نور آفتاب به مدت طولانی قرار ندهید.
- چنانچه سیم برق آسیب ببیند به منظور اجتناب از خطر می‌باید توسط تولید کننده، نمایندگان خدماتی آن و یا افراد واجد شرایط تعویض شود.
- لطفاً این محصول را با پارچه خشک تمیز نمایید. از تیتر، بنزین و یا الکل استفاده نفرمایید.
- اجزای مکانیکی این محصول طراحی و ساخت مخصوص دارند و نیاز به هیچگونه دستکاری ندارند.
- با اشیاء تیز و لبه دار به مندلی فشار وارد نکنید.
- این محصول را بر روی سطوح ناهموار نکشید باید پیش از حرکت، آن را از زمین بلند کنید.
- بهتر است با فاصله زمانی از مندلی استفاده شود تا مندلی به صورت مداوم و برای مدت طولانی کار نکند.


راه کارهای ساده برای اشکالات احتمالی

- اگر موتور هنگام کار کمی تولید صدا کند طبیعی است.
- اگر کنترل به حالت نرمال کار نکرد لطفاً سوکت کنترل پدل را چک کنید تا از اتصال صحیح آنها اطمینان حاصل نمایید. چنانچه زمان کاری دستگاه به اتمام رسد، مندلی به طور اتوماتیک خاموش می‌شود. چنانچه محصول برای مدت طولانی به صورت مداوم کار کند محافظ دما دستگاه را به طور خودکار خاموش می‌نماید. حداقل زمان استراحت دستگاه تا استفاده بعدی می‌باید نیم ساعت باشد.

نام و عملکرد اجزا



۱. پیلوپد
۲. اسپیکر صوتی سه بعدی و ژنراتور اکسیژن بون منفی
۳. اجزای ایریگ کتف
۴. اجزای ایریگ ساعد
۵. کنترل
۶. کنترل روی دسته
۷. پورت USB
۸. کوسن نشیمن گاه
۹. روکش ساق پا
۱۰. روکش پانین پا
۱۱. صفحه قاب پشت پا
۱۲. کوسن کمر
۱۳. دسته بغل
۱۴. لامپ LED
۱۵. دکور دسته بغل
۱۶. قاب کناری
۱۷. قاب عقب
۱۸. جیب کنترل
۱۹. قاب روی مین برد
۲۰. چرخ های حرکتی
۲۱. سیسم
۲۲. سوکت سیسم
۲۳. باکس فیوز
۲۴. سویچ خاموش روشن
۲۵. سوکت کنترل



۲۲. سوکت سیسم
۲۳. باکس فیوز
۲۴. سویچ خاموش روشن
۲۵. سوکت کنترل

مشخصه محصول

مدل: SL-A389-2

سری: 2

نام: مندلی ماساژ

میزان ولتاژ: 60Hz ~ 110-120V

220-240V ~ 50Hz/60Hz

میزان ورودی قدرت: 150 W

مدت زمان: 20 Min

ساختار ایمنی: Class I


توضیح جنس مندلی: قطعات استیل و قطعات الکتریکی PA, PVC

جنس	PU	چرم	پارچه	چوب

- دارای طراحی چهار چرخ با حرکت عمودی و بی صدا که سیستمی هوشمند از ماساژ دست است.
- دارای طراحی روش‌های تقلیدی از ماساژ شیاتسو، مالشی، ضربه‌ای، ترکیب همزمان ضربه‌ای و مالشی
- دارای مکان یابی خودکار کتف و شانه
- دارای شش عملکرد ماساژ اتوماتیک: تسکین درد، ریلکس کردن، دمو، بالا تنه، پایین تنه
- دارای عملکرد ذخیره ماساژ M1 و M2
- ماساژ دستی برای بالا تنه با ۵ آپشن کلی، بخشی، نقطه ثابت، بخش‌هایی از بالاتنه و پایین تنه، همراه با ۵ نوع روش ماساژ شیاتسو، مالشی، ضربه‌ای و ماساژ همزمان مالشی و ضربه‌ای. هر کدام از روش‌های ماساژ دارای ۳ سطح سرعت ماساژ است. در حالت بخشی و نقطه ثابت، بازوهای ماساژ بالا و پایین می‌روند تا به نقطه صحیح ماساژ دست یابند. در حالت ضربه‌ای و شیاتسو، عرض بین دو گوی ماساژ در سه سطح قابل تنظیم است: عریض، متوسط، باریک
- عملکرد ماساژ کیسه هوا: فشار هوا روی کل بدن، بازوها (۴ کیسه هوا در قسمت کتف، ۸ کیسه هوا در قسمت بازو)، ۱۶ کیسه هوا در قسمت ساق پا، همراه با ۳ شدت انتخابی
- همراه با طراحی عملکرد ماساژ رولینگ در کف پا، همراه با دو جفت گوی بر روی ماساژ چرخشی انگشت پا و ماساژ طب سوزنی بر روی پاشنه پا
- عملکرد گرمایش کمر: منبع گرمایشی مادون قرمز فیبر کربن
- دارای قابلیت کشش برای ساق پا به منظور انطباق با قدهای متفاوت
- قاب پشت با نوع خاصی از تکنولوژی از دیوار منحرف می‌شود که ماکزیمم فضا را حفظ می‌کند.
- تطبیق ارتفاع پا، عملکرد تطبیقی ارتفاع قاب پشت
- خط منحنی A شکل بدن در حالت خوابیده به مرکز ثقل صفر می‌رسد.
- اسپیکرهای صوتی روی قسمت کتف منحنی نصب شده‌اند، موسیقی از طریق اتصال بلوتوث به گوشی هوشمند یا تبلت پخش می‌شود.
- دستگاه یونیزه اکسیژن روی قسمت کتف نصب شده است.
- لامپ تزیینی LED روی هر طرف از دسته‌ها تعبیه شده است.
- دارای دسترسی آسان بعضی کلیدها روی دسته سمت راست شامل کلیدهای خاموش / روشن، مرکز ثقل صفر، حالت اتوماتیک و حرکت
- دارای شارژ USB روی دسته راست
- طراحی کوسن سر با دو بخش و طرح قابل انعطاف (دو سطح تا شونده)، کاربر می‌تواند بر طبق نیازش آن را تنظیم کند تا فشار ماساژ روی گردن را کاهش دهد. اگر بلندتر تا کند می‌تواند فشار ماساژ روی کمر را کاهش دهد. انتخاب با کاربر است.

۷. محافظ کف


قرار دادن منحنی سنگین بر روی زمین به مدت طولانی می‌تواند به کف پوش آسیب برساند پس لطفاً از فرش یا هر چیز دیگری برای جلوگیری از این مسئله استفاده کنید.



احتیاط: منحنی را با چرخ‌هایش روی سطح ناهموار یا فضای باریک حرکت ندهید. دو نفر می‌باید همزمان باهم منحنی را بلند کنند. در حین بلند کردن آن، نقاط کانونی منحنی می‌باید شیارهای روکش تکیه گاه صفحه جلو باشند. (لطفاً دسته بغل را مستقیماً بلند نکنید)

۸. روش جابجا کردن


اطمینان حاصل نمایید که تمامی سیم‌ها به اندازه کافی از زمین فاصله داشته باشند. تکیه گاه را تا یک درجه مشخص به سمت عقب کج کنید (به طوری که سنگینی آن روی چرخ‌ها باشد)، منحنی را به سمت جلو یا عقب هل دهید و در نهایت منحنی را به حالت اولیه خود برگردانید.



توجه: پیش از حرکت دادن منحنی ابتدا می‌باید سوکت کنترل و سیم اصلی برق را از پریز بکشید .


روش استفاده

توجه: نمایشگرهای تصویر مانند نمایشگرهای واقعی محصول هستند.




روش استفاده

- پین R شکل را وارد کنید، سپس آن را به طرف دیگر قسمت ساق پا حرکت دهید (شکل ۳)
- نصب قسمت ساق پا کامل است (شکل ۴)




شکل ۳




شکل ۴

توجه

- زمانی که دستگاه در حال کار است و قسمت ساق پا در حال بالا و پایین آمدن است نباید روی ساق پا فشار بیاورید زیرا باعث آسیب دیدن می‌شود (شکل ۱)
- اطمینان حاصل کنید که گوی‌های ماساژ در قسمت نشیمنگاه نباشند، در غیر اینصورت در هنگام نشستن در قسمت نشیمنگاه احساس ناراحتی می‌کنید (شکل ۲)





شکل ۱




شکل ۲

۶. استفاده از پیلوپد تکیه‌گاه

استفاده از بالش‌تکها می‌تواند فشار ماساژ بر روی شانه و گردن را کاهش دهد و این بستگی به خواسته شما دارد که مایل به استفاده از آن باشید یا خیر. (بالش‌تک‌های سر توصیه می‌شوند). کوسن کمر و تکیه‌گاه توسط یک زیپ به هم متصل شده‌اند (۱)، کوسن سر و تکیه‌گاه نیز توسط یک نوار چسب به هم متصل هستند.



(۱)



(۲)

۱. کلید برق روی



نحوه صحیح اتصال دوشاخه

موقعیت مکان کلید برق


۲. شروع ماساژ

۱. کلید پاور را فشار دهید، صندلی ماساژ به طور اتوماتیک به پشت می‌خوابد و پا بالا می‌آید و ماساژ آغاز می‌شود.

۲. مکان یابی خودکار کتف و شانه (لطفاً برای تکمیل این قسمت منتظر بمانید).

۳. اگر میان مکان واقعی شانه و گوی‌های ماساژ فاصله وجود داشت می‌توانید کلید بالا و پایین را برای تطبیق مکان مناسب بزنید. مکان کتف و شانه دارای ۱۰ سطح قابل تنظیم است. در صورتی که طرف ۱۰ ثانیه هیچ تنظیمی روی آن صورت نگیرد ماساژ را به طور خودکار شروع می‌کند.

کلید	توضیح	نمایشگر
SHOULDER ADJUSTMENT	گوی‌های ماساژ را برای دستیابی به مکان مناسب به سمت بالا می‌برد.	↑
	گوی‌های ماساژ را برای دستیابی به مکان مناسب به سمت پایین می‌برد.	↓




۴. انتخاب عملکرد ماساژ

عملکرد ماساژ حافظه


دکمه "M1/Sports" یا "Lumbor care/m" را برای ۳ ثانیه فشار دهید سپس وارد عملکرد ماساژ حافظه M1 یا M2 شوید، به حالت ماساژ قبلی برمی‌گردد.

عملکرد	کلید	نمایشگر
ماساژ حافظه	SPORTS CARE M1	Memory
	LUMBAR CARE M2	Memory

۱. پس از اتمام قسمت عقب، قسمت جلوی دسته بغل را به نگهدارنده فلزی نزدیک کنید و قلاب روی قسمت جلوی دسته بغل را به سمت پایین فشار دهید تا در موقعیت مناسب قرار گیرد سپس قسمت جلوی دسته بغل را به سمت بالا فشار دهید، قلاب روی جلوی دسته بغل را به نگهدارنده فلزی نزدیک کنید، به آرامی دسته بغل را حرکت دهید، چک کنید که آیا دسته بغل درست نصب شده است (شکل ۸)




شکل ۷



شکل ۸

۳. زیپ روکش را از روی قسمت شانه باز کنید، با یک پیچ گوشتی پیچ روی شانه را بچرخانید، شانه و دسته بغل را محکم کنید سپس زیپ روکش شانه را ببندید (شکل ۹)




شکل ۹


۵. نصب قسمت ساق پا

• ابتدا محور متحرک را بر محور ثابت نصب کنید، دقت کنید که با حفره همتراز باشد سپس گیره R شکل را سوار کنید (شکل ۱)

• پس از اینکه قسمت ساق پا با محور ثابت همتراز شد، آن را داخل کنید (شکل ۲)



شکل ۱



شکل ۲

• Characterized auto massage


نمایشگر	مشخصه	کلید	عملکرد
Auto F1	ماساژ تسکین دهنده با عملکرد گرمایش برای تسکین استرس ذهنی		ماساژ اتوماتیک
Auto F2	برنامه سلامت برای تسکین فشار عضله		
Auto F3	برنامه ماساژ آرام و راحت برای رفع خستگی		
Auto F0	برنامه کششی کل بدن برای تسکین فشار عضله‌ها و بهبود انعطاف‌پذیری مفاصلها		
Auto F4	برنامه محرک برای بهبود عضله‌های منقبض		
Auto F5	برنامه مخصوص پایین کمر برای تسکین بی حسی پایین کمر در اثر نشستن طولانی		

• Upper body manual massage


نمایشگر	تنظیم گوی ماساژ	کلید	عملکرد
	سرعت و عرض (در ماساژ شیاتسو، سرعت و عرض قابل تنظیم است)	Shiatsu	تکنیک
	سرعت (در ماساژ مالشی و ضربه‌ای، سرعت قابل تنظیم است)	Knead&tap	
	سرعت و عرض (در ماساژ ضربه‌ای، سرعت و عرض قابل تنظیم است)	Tap	
	سرعت (در ماساژ مالشی، سرعت قابل تنظیم است)	Knead	
	سرعت و عرض (در ماساژ ضربه‌ای، سرعت و عرض قابل تنظیم است)	Knock	
سرعت	سه درجه سرعت قابل تنظیم		
عرض	سه درجه عرض قابل تنظیم		

۴. نصب قسمت دسته‌ها:

۱. سوکت‌هایی که در زیر نشیمن‌گاه قرار دارد و هم‌منظر به دسته‌ها وصل است را پیدا کنید در انتهای قاب نشیمن‌گاه قرار دارد (شکل ۱)
 ۲. پس از اینکه مرحله ۱ را تمام کردید، هر سوکت را بر طبق مشخصه‌های روی سیم وصل کنید (شکل ۲)




شکل ۱




شکل ۲

۳. سیمی را که از نشیمن‌گاه بیرون می‌آید را به درستی وصل کنید مانند شلنگ هوا (شکل ۳)
 ۴. پس از اینکه سوکت را به درستی وصل کردید، سیم‌ها را در جایگاه مناسب خودش قرار دهید سپس روکش پارچه‌ای را روی آن بکشید، مراقب باشید شلنگ هوا خمیده نشود (شکل ۴)




شکل ۳




شکل ۴

۵. قسمت جلو و عقب دسته بغل را نگه دارید، قسمت عقب دسته بغل را به قسمت پایینی بدنه اصلی نزدیک کنید (شکل ۵)
 ۶. محور قسمت عقب دسته بغل را روی ریل قرار دهید (شکل ۶)



شکل ۵



شکل ۶

دکمه‌های روی دسته

عملکرد	کلید	توضیحات
خاموش/روشن		اگر این دکمه را فشار دهید صندلی روشن/ خاموش می‌شود.
حالت اتوماتیک		یک بار این دکمه را فشار دهید به یکی از عملکردهای ماساژ اتوماتیک تبدیل می‌شود.
پایین بردن بدن		این دکمه را فشار دهید و نگه دارید تا قسمت کمر به آرامی پایین رود و ساق پا به سمت بالا رود. اگر دکمه را رها کنید متوقف می‌شود.
بالا بردن بدن		این دکمه را فشار دهید و نگه دارید تا قسمت کمر به آرامی بالا رود و ساق پا به سمت پایین رود. اگر دکمه را رها کنید متوقف می‌شود.
مرکز ثقل مسفر		اگر یک بار آن را فشار دهید به یکی از حالت‌های خودکار خوابیدن صندلی تبدیل می‌شود، کلاً ۳ نوع از این حالت داریم.
USB		شارژر USB: می‌تواند گوشی هوشمند شما را شارژ کند (موبایل)

۳. خاموش کردن ماساژ / متوقف کردن

۱. کلید پاور را در طول پروسه ماساژ فشار دهید، تمامی عملکردهای ماساژ به یکباره متوقف می‌شوند، تکیه گاه و ساق پا به شکل اتوماتیک به حالت اولیه خود برمی‌گردد. در این حین شما می‌توانید آپشن حافظه را ذخیره کنید. پس از اتمام زمان وارد شده، تمامی عملکردهای ماساژ خاتمه می‌یابند. در این زمان شما می‌توانید برنامه را ذخیره کنید اما تکیه گاه و ساق پا به حالت اولیه خود بر نمی‌گردند.

۲. کارایی ذخیره ماساژ: بعد از زمان تنظیم شده یا خاموش کردن، کنترلر پدل واژه " حافظه " را نشان می‌دهد و می‌درخشد تا به کاربر یادآوری کند که آیا می‌خواهد پیش از خاموش کردن این حالت را ذخیره کند یا نه. در این زمان شما می‌توانید دکمه‌های M1 و M2 را فشار دهید و این حالت را ذخیره کنید.

۳. دوشاخه برق دستگاه را از پریز بکشید. شکل (دکمه خاموش)



نمودار مکان کلید برق



نمودار دوشاخه

نمایشگر	توضیحات	کلید	عملکرد
H0	ماساژ نقطه ثابت		Back Stretch
H1	ماساژ بخش کوچک (بخشی) بالا و پایین		
H2	ماساژ کلی بالا و پایین		
H3	ماساژ بالای کمر بالا و پایین		
H4	ماساژ پایین کمر بالا و پایین		
	گوی‌های ماساژ به سمت بالا می‌رود. گوی‌های ماساژ به سمت پایین می‌رود.	 	

ماساژ عملکرد فشار هوا

نمایشگر	توضیحات	کلید	عملکرد
Arm Feet	سه حالت فشار هوا (کل بدن، بازوها و پاها) برای پایین تنه		حالت کیسه هوا
Arm Feet	با سه سطح قابل تنظیم		شدت

سایر عملکردهای دستی

نمایشگر	توضیحات	کلید	عملکرد
	رولینگ کف پا: دارای امکان روشن و خاموش کردن و همچنین تنظیم ۳ سطح سرعت قابل تنظیم		Roller
	هیتر گرمایشی: در قسمت ساق پا و کمر، پس از ۳ ثانیه گرمایش فعال می‌شود.		Heating
00	Negative oxygen ions		Negative oxygen ions

سایر عملکردهای دستی

توضیحات	کلید	عملکرد
۱۴. دکمه بالا برنده ساق پا، اگر این دکمه را فشار دهید ساق پا به آرامی بالا می‌آید اگر آن را رها کنید متوقف می‌شود.		ساق پا
۱۵. دکمه پایین آورنده ساق پا، اگر این دکمه را فشار دهید ساق پا به آرامی پایین می‌آید اگر آن را رها کنید متوقف می‌شود.		
۱۶. دکمه بالا برنده کمر، اگر این دکمه را فشار دهید کمر به آرامی بالا می‌آید اگر آن را رها کنید متوقف می‌شود.		کمر
۱۷. دکمه پایین آورنده کمر، اگر این دکمه را فشار دهید کمر به آرامی پایین می‌آید اگر آن را رها کنید متوقف می‌شود.		
۱۸. همراه با سه عملکرد حرکت صندلی، زمانی که دکمه را فشار دهید خوابیدن صندلی به صورت اتوماتیک می‌شود.		خوابیدن صندلی به صورت اتوماتیک